

DryMax® Sterila pads

Överlägsen absorptionsförmåga
Hygien- och infektionskontroll
Förbättrad klinisk effektivitet

DryMax sterila pads absorberar och binder stora mängder vattenbaserade vätskor som saltlösning, urin, blod och fostervatten utan att droppa. Padsen placeras på operationsbordet, nära patienten. Längsgående tejp för smidig drapering av operationsbordet, fäst direkt på hud eller på operations-lakanet. Absorberar från båda sidor.

Minskad risk för att kontaminerad vätska sprids då all vätska är inkapslad. Bidrar till en mer effektiv och hygienisk städning mellan operationerna. Lätt att hantera utan dropp och spill. Kasseras enkelt som den är.

Egenskaper

- Mycket effektiv absorption
- Doftreducerande
- Steril, uppnår steriliseringsnivå 10⁻⁶ enligt EN 556-1
- Uppfyller lintingkrav/fibersläppskrav enligt SS-EN13795-1:2019
- Tillverkas i Sverige

Specifikation

Material: Cellulosa och natriumpolyakrylat med ytterhölje av polypropylen.

Miljöaspekt

Återvinningsbart förpackningsmaterial (LDPE)

Artikelnr	Benämning	Format	Absorption vatten	Absorption 0,9% NaCl.	Storlek	Antal
F50161	DryMax Midi	Ark	4,0L	1,6 l	37 × 56 cm	2 × 50 st
F50163	DryMax Midi, tejp	Ark	4,0L	1,6 l	37 × 56 cm	2 × 50 st
F50243	DryMax Maxi, tejp	Ark	6,0L	2,4 l	37 × 72 cm	2 × 40 st

